

Aquatherm Aquatherm



GINEVRI
Quality for life

Aquatherm

Un nido morbido e caldo per far sentire il piccolo paziente ancora nel grembo materno...



Quando vengono al mondo, i bimbi, anche prematuri, necessitano di diverse cure, destinate a facilitare la fase di crescita e soprattutto ad evitare traumi che potrebbero compromettere lo stato fisico degli stessi.

In questa fase diventa molto utile l'utilizzo dell' **Aquatherm** perché fornisce una fonte benefica supplementare di calore al piccolo paziente.

Inoltre, il **Baby Bundle**, flessibile e facilmente modellabile è un morbido ed efficace ausilio per far trovare al neonato la sua posizione naturale.

Specifiche Tecniche

Tensione	220 V \pm 10%
Frequenza	50 Hz
Massima Potenza	110 W
Corrente	0.5 A
Classe / Tipo	Ia / B
Peso totale	4.2 Kg
Dimensione	
Thermo Driver	19 x 15 x 19 cm
Materassino	35 x 61 x 3 cm

Aquatherm

La configurazione standard del dispositivo **Aquatherm** prevede due unità:



Thermo Driver

Unità che servo-controlla la percentuale di calore erogata al materassino affinché lo stesso faccia raggiungere e mantenere al piccolo paziente il valore di temperatura impostati dall'operatore.

Il Thermo Driver è dotato di controlli e allarmi per garantire al contempo facilità di utilizzo e massima affidabilità al sistema **Aquatherm**.

Materassino riscaldante

L'unità materassino è il risultato della nuova tecnologia "Aquagel" che offre tutti i vantaggi di una superficie soffice ed imprimevole intorno al neonato, efficace nel minimizzare le vibrazioni e le perdite di calore verso la superficie di appoggio e in grado di immagazzinare il calore anche quando l'unità **Thermo Driver** non è alimentata o in caso di trasporti interni.

È permeabile ai raggi X.



Il sistema **Aquatherm** è portatile, leggero e di facile posizionamento:

- l'unità **Thermo Driver** è munita di piedini che lo rendono stabile su qualsiasi superficie piana nonché di un supporto per posizionarlo su superfici verticali
- il materassino (unità riscaldante e **Aquagel**) può essere posto su un banco cura (fasciatoio) come all'interno dei vassoi per incubatrice e comunque dove è necessario avere un piano di appoggio riscaldato.

Il sistema **Aquatherm**, in virtù della sua proprietà di immagazzinare calore, può essere utilizzato nella culla **Nido Ginevri** per il trasporto da un reparto di degenza ad un altro.



Dal 1954 Ginevri è leader nel progetto, nella produzione e nella distribuzione in tutto il mondo di apparati elettromedicali per la pediatria e la neonatologia. La Ginevri si è sempre impegnata per promuovere l'ottima qualità, la sicurezza, la semplicità di impiego e di manutenzione dei suoi prodotti per la completa soddisfazione dei suoi clienti: ospedali pubblici e privati.

Sistema di Qualità

ISO 9001
ISO 13485

Le specifiche contenute nel presente catalogo sono puramente indicative. L'azienda Ginevri si riserva il diritto di apportare in qualunque momento modifiche ai prodotti illustrati in questo catalogo allo scopo di migliorarne l'affidabilità, la funzionalità o il design.

GINEVRI

Quality for life

GINEVRI srl
Via Cancelliera, 25/b
00041 - Cecchina di Albano
(Roma) - Italy

Tel.: +39 06 93 459 330
Fax: +39 06 93 459 393
e-mail: mail@ginevri.com
www.ginevri.com

Distributore autorizzato

