

# Nido

## Culla "Nido"





# Culla Nido

Culla Nido



La culla Nido è stata studiata specificatamente per il confort e la sicurezza del neonato e per offrire la soluzione più pratica e funzionale all'operatore sanitario. Il carrello portante della culla ha una struttura solida e sicura. Realizzato in acciaio verniciato è stato disegnato per consentire la vicinanza della madre al bambino permettendole di rimanere comodamente distesa nel letto. Il guscio con la sua forma arrotondata ha lo scopo di garantire la sicurezza del bambino e dell'infermiere; inoltre, il suo materiale atossico favorisce una facile pulizia. L'esclusivo sistema di copertura (opzionale P/N 11603A70) consente un confort avanzato e la massima protezione anche durante il trasporto intra-ospedaliero. La culla nella versione standard è dotata di un carrello con quattro ruote girevoli, di cui due con freno, materassino realizzato in materiale germicida/ignifugo e guscio realizzato in materiale plastico disinfettabile. Più che una culla, Nido è stato concepito per essere un vero sistema di cura del neonato e quindi la gamma di accessori dedicati è molto ampia.



Le maniglie per il bloccaggio della cappottina poste ai lati della culla permettono la rotazione completa della stessa, offrendo così la possibilità di operare liberamente sul neonato.



# Culla Nido



La struttura in materiale plastico trasparente permette di sottoporre il neonato a trattamento con lampade per fototerapia.



La massima liberta di movimento è garantita grazie all'innovativa maniglia in posizione frontale, la quale permette l'osservazione del bambino durante ogni spostamento.



L'intera culla in materiale plastico può essere posizionata in Trendelenburg e Fowler con estrema semplicità.



## Specifiche tecniche

REGOLAZIONE INCLINAZIONE (Trendelemburg e Fowler)	+/- 12°
PESO MAX PAZIENTE	10 Kg
DIMENSIONI MASSIME	80 x 50 x 92 cm
PESO Carrello+culla	12 Kg
Cappottina	3 Kg
RUOTE	Numero: 4
	Diametro: 8 cm
	Numero freni: 2

## Accessori



Materassino termico a gel Aquatherm servo-controllato (P/N 7605):

Aquatherm è un sistema innovativo ed affidabile realizzato per fornire una fonte supplementare di calore, garantendo un ottimale controllo della temperatura del paziente anche nelle condizioni ed applicazioni più critiche.



Campana di copertura (P/N 11603A70)



Cassettiera con relativo piano d'appoggio (2 cassetti P/N 11899A70)



Cestello (P/N 11895A70)



Porta targhetta identificativa 12 pz. Baby Flag (P/N 11987A70)





Dal 1954 Ginevri è leader nel progetto, nella produzione e nella distribuzione in tutto il mondo di apparati elettromedicali per la pediatria e la neonatologia. La Ginevri si è sempre impegnata per promuovere l'ottima qualità, la sicurezza, la semplicità di impiego e di manutenzione dei suoi prodotti per la completa soddisfazione dei suoi clienti: ospedali pubblici e privati.



ISO 9001 2000  
EN 46001-96



I dati di questo catalogo sono forniti a titolo indicativo. La Ginevri potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo per ragioni di natura tecnica o commerciale.

**GINEVRI**

Quality for life

GINEVRI srl

Via Cancelliera, 25/b  
00040 Cecchina  
(Roma) - Italy

Tel.: +39 06 93 459 340  
Fax: +39 06 93 459 393  
e-mail: [mail@ginevri.com](mailto:mail@ginevri.com)  
[www.ginevri.com](http://www.ginevri.com)

Distributore autorizzato

